



-> ZUM PRODUKT

HIGH FLOW TETPOR II Filterelemente sind als Sterilfilter gemäß ASTM für Luft- und Gasanwendungen validiert.

Der mehrlagige Aufbau des Filtermediums aus Kombination von Filtervlies an der Außenseite (upstream) der Membran und einer innenliegenden Netzstruktur (downstream) hat erhebliche Vorteile. Dies bietet erhöhten Schutz, sowie eine längere Standzeit und garantiert gleichzeitig, dass keine Fasern in den Prozess gelangen.

Wesentliche Merkmale:

- Optimal gefaltetes Filtermedium
- Dampfsterilisierbar bis zu 225 Zyklen
- Integritätstest mit allen Methoden möglich, Aerosol, Diffusional Flow, Wasserintrusion (WIT)
- Hydrophobe PTFE-Membran
- Hohe Durchflussraten bei geringem Anfangsdifferenzdruck

Leistungsspezifikationen

- **Integrität**
Alle Filterelemente werden vor dem Versand durch Diffusional-Flow-Testung auf Integrität geprüft. Die Werte (Tabelle: "Integritätstest Daten") gelten für mit 60/40 IPA/Wasser benetzte Filterelemente.
- **Lebensmittelkontakt**
Alle verwendeten Materialien entsprechen den relevanten Anforderungen von FDA 21 CFR Part 117 und USP Plastics Class VI - 121 °C.
- **Sterilisation**
HIGH FLOW TETPOR II Filterelemente sind in bis zu 225 Zyklen bei 142 °C dampfsterilisierbar.
- **Bakterien-Rückhalterate**
HIGH FLOW TETPOR II Filterelemente sind voll validiert als Sterilfilter für Druckluft- und Gasanwendungen. Sie übertreffen die von ASTM empfohlenen Belastungsniveaus für flüssige Bakterien. Zusätzlich sind die Filterelemente durch Bakterien-Aerosol- und MS-2-Phagen-Testung validiert.

TECHNISCHE DATEN

Filtermedium:	PTFE
Stützlagen:	Polypropylen
Stützkörper:	Außen: Polypropylen Innen: Edelstahl 316L
Endkappen:	Polypropylen
Endkappen Einsatz:	Polysulfon
Filterfeinheit:	0,01 µm
Dichtungen:	Silikon
Differenzdruck:	Max. 3,5 bar @ 60 °C

INTEGRITÄTSTEST

Element	Testdruck	Diffusional Flow
D	0,8 bar	0,6 ml/min
C		1,1 ml/min
B		2,8 ml/min
A		5,6 ml/min
K		7,7 ml/min
10"		16,5 ml/min
20"		33,0 ml/min
30"		49,5 ml/min

Bestellschlüssel

ZHFT/

Länge	
D	1,5" 35 mm
B	2,5" 65 mm
A	5" 125 mm
K	5" 125 mm
1	10" 250 mm
2	20" 500 mm
3	30" 750 mm

Adapter Kerze	
C	P-7
P	BIO-X Retrofit
H	UF Retrofit

Adapter Demi	
H	UF Retrofit
T	TRUESEAL
Y	Demi MCY
Z	Demi A & B Std

Dichtung	
E	EPDM
P	Silikon, PTFE ummantelt ¹
S	Silikon
V	Viton

Bestellbeispiel: ZHFT/3C-S

¹nicht mit Länge D verfügbar

